

.....der beste Schutz gegen Quecksilberdämpfe bei Amalgamarbeiten



Clean Up - die neue Absaugkanüle mit Schutzkappe für optimalen Saugeffekt

Durch die Konstruktion der Schutzkappe, die über dem zu behandelnden Zahn angebracht wird, erzielt man eine äusserst effektive Absaugung von Amalgamstaub und anderen Partikeln sowie dem Kühlwasser der Turbine aus dem Behandlungsfeld. Der gesteuerte Luftstrom um den Zahn hält das Behandlungsgebiet trocken.

Quecksilberdampfmessungen haben gezeigt, dass bei der Entfernung von Amalgamfüllungen unter Verwendung von normalen Absaugkanülen der Quecksilbergehalt im Mund des Patienten oft bis zu 100 mal höher ist als bei Verwendung von **Clean Up** (Amalgamenheten Uppsala, Schweden). **Clean Up** bedeutet quecksilberfreies Milieu für das Praxisteam und den Patienten.

Der Anschluss von **Clean Up** erfolgt an die normalen Saugleitungen.

Clean Up ist in folgenden Einheiten lieferbar:

Clean Up Set, gerade **SFr. 12.90 ***
Art.Nr. 322 200

1 Absaugkanüle mit 2 Standardanschlüssen für die Saugleitung, autoklavierbar, sowie 5 Einwegschutzkappen

Clean Up Set, gebogen **SFr. 22.50***
Art.Nr. 322.206

1 Absaugkanüle mit 2 Standardanschlüssen für die Saugleitung, autoklavierbar, sowie 5 Einwegschutzkappen

Clean Up Schutzkappen **SFr. 118.50 ***
Art Nr. 322 201

Einwegartikel, Verpackung à 250 Stück

* unsere Preise verstehen sich exclusive MWST; zudem liefern wir immer portofrei!

RCD/AG

Postfach • Rennwegstrasse 2 • 8633 Wolfhausen
Tel. 055-2531030 • Fax 055-2531035